

# SISTEMA DE TREINAMENTO EM ROBÓTICA MODELO: ED-7255





# CARACTERÍSTICAS

- Consiste em uma garra e 5 eixos verticais multi articulados.
- Sensor de Posição LVDT Tipo-Absoluto para cada eixo e não exige nenhum interruptor de limite
- CPU de alta performance permite controle em tempo real para cada eixo.
- · Ajuste de ganho PID e controle em tempo real
- Interruptor de emergência no controle e Teach Pendant
- Controle por USB e interface Ethernet
- 2 eixos expansíveis e porta I/O digital ou analógica
- Gráfico de simulação 3D e conectividade em tempo real com o robô

### **APLICAÇÕES**

O sistema de treinamento em robótica ED-7255 é baseado em um sistema de cinco articulações que é bastante popular na indústria. Portanto, a experiência obtida através dos experimentos usando o ED-7255 pode ser diretamente aplicado nas necessidades reais da indústria. O controle do robô pode ser feito através de USB ou interface Ethernet.

шшш.minipa.com.br

# PROPOSTA TÉCNICA



#### **ESPECIFICAÇÕES**

### Processador do Braço

• CPU:

-666MHz, Min: 1 unidade

NAND Flash:

-128MByte: 1 unidade

NOR Flash:

-1MByte: 1 unidade

DRAM:

-128MByte: 1 unidade

DPRAM:

-128k: 1 unidade

### Processador DSP

• TMS320F2811:

-150MHz: 1 unidade

Controle de Movimento:

-Controle por Retroalimentação: 1 unidade

• Motor de 8 eixos disponível:

-CPLD: 1 unidade

• Geração de PWM disponível:

-8 eixos: 1 unidade

• Contador Codificador Absouluto:

-8 canais: 1 unidade

### Pacote de Driver

• Ambiente de operação:

-24V, 120W Max: 8 unidades

### Ambiente de Simulação

• CPU: Pentium IV 2GHz ou superior

• Memória: Acima de 512MB

• Altura: 40mm

Sistema Operacional: Windows XP

Placa Gráfica:

-Placa gráfica com aceleração 3D



### **ESPECIFICAÇÕES**

### Processador do Braço

• USB:

-USB 1.1 Tipo A (Controle): 1 unidade -USB 2.0 Tipo B (PC): 1 unidade

• Ethernet:

-10Base-T: 1 unidade

RTR:

-Relógio de Tempo Real: 1 unidade

• Estado de LED:

-Alarme, Início / Pausa: 3 unidades

LCD:

-20 x 2: 1 unidade

• Entrada Digital:

-0~24V: 8 unidades

• Saída Digital:

-0~24V: 8 unidades

Entrada Analógica:

-0~10V: 4 unidades

Saída Analógica:

-0~10V: 4 unidades

Saída de Relé:

-SC,OC: 4 unidades

## Corpo do Robô

Largura: 280mm

Profundidade: 280mmAltura: Max. 786mm

Peso: 16kg

Parte de Operação

| Eixo         | Faixa de operação               | Comprimento | Peso   |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------|
| N° 0 (Base)  | 0                               | 80mm        | 5.9kg  |
| N° 1         | -175~+175°                      | 107mm       | 3.4kg  |
| N° 2         | -30~+90°                        | 230mm       | 3.3kg  |
| N° 3         | -0~+130°                        | 230mm       | 1.9kg  |
| N° 4         | -90~+90°                        | 0mm         | 0.6kg  |
| N° 5         | -170~+170°                      | 0mm         | 0.05kg |
| N° 6 (Garra) | 0 ~ 80mm<br>(Bloco de borracha) | 139mm       | 0.35kg |

шшш.minipa.com.br

# PROPOSTA TÉCNICA



### **ESPECIFICAÇÕES**

### Teach Pendant

Display: 20 x 2 de LCDInterface: USB 1.1

Botões: 37 botões para usuário (Interruptor de emergência incluso)

### Dimensões do Controle

Largura: 250mmProfundidade: 309mm

Altura: 88.1mmPeso: 3.8kg

### Dimensões do Teach Pendant

Largura: 138mmProfundidade: 190mm

Altura: 40mmPeso: 0.55kg

#### **EXPERIMENTOS**

- Introdução do sistema
  - -Configuração Básica
  - -Descrição dos Componentes
  - -Resumo do Programa
  - -Arquitetura
  - -Instalação
- Composição do Programa
  - -Menu e Barra de Ferramentas
  - -Visualização e Windows
  - -Simulação e Controle de Tela
  - -Editor de Linguagem Industrial
- Arm Viewer e Manipulação do Robô
  - -Como usar o "3D Arm Viewer"
  - -Modo manual para controlar o Robô
  - -Armazenamento e utilização de dados de posição
- Programando
  - -Como usar o Program Editor
  - -Sintaxe do programa
  - -Programando
  - -Execução do programa e depuração



# PROPOSTA TÉCNICA

### **EXPERIMENTOS**

- Simulação do Robô
  - -Simulação virtual e métodos de manipulação do robô
  - -Experimentos Básicos 1
  - -Experimentos Básicos 2
  - -Experimentos Básicos 3
- Experimentos Básicos de Controle do Robô
  - -Métodos de Transferência de Posição
  - -Métodos de Transferência de Velocidade
  - -Métodos de Determinação de Posição
  - -Como usar o "Teach Pendant"
- Aplicações para Manipulação do Robô
  - -Transferência precisa através de repetições de bloco
  - -Agarra e transfere um determinado objeto
  - -Transferência de posição de um determinado objeto

#### **ACESSÓRIOS**

### **CONFIGURAÇÃO**

- Cabo USB
- Cabo Alimentação AC
- Cabo de Conexão do Controle
- Cabo do Teach Pendant
- Cabo RJ-45
- Software e Manual do Usuário

- Introdução do sistema
  - -Configuração Básica
  - -Descrição dos Componentes
  - -Resumo do Programa
  - -Arquitetura













Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Figuras meramente ilustrativas.

шшш.minipa.com.br